

# Cómo usar el inhalador de polvo seco



**Pulmicort**



1. Gire así la parte de abajo para sacar la tapa



2. Esta es la tapa y la boquilla



3. Sostenga la boquilla



4. Gire así la parte de abajo



5. Y después de vuelta así hasta que oiga un "clic". Ahora el inhalador está listo para usarlo



6. **EXHALE** en **DIRECCIÓN OPUESTA** al inhalador




7. Ponga los labios alrededor de la boquilla.  
**INHALE** rápida y profundamente



8. Aguante la respiración por 10 segundos, si puede



9. Enjuáguese la boca con agua **ESCUPE**



10. Vuelva a poner la tapa y gírelo para cerrarlo